

Mission® Cholesterol

Wörner
Medizinprodukte und Logistik GmbH



Das Mission Cholesterin-Monitor-System sorgt für eine hohe Qualität und zuverlässige Ergebnisse für die komplette Lipid Panel-Tests.



Effizient

- Kompletter Lipid Panel-Test in weniger als 45 Sekunden mit 3-1 Lipid-Panel oder einzelner Teststreifen
- Ein Gerät für Gesamtcholesterin (CHOL), High Density Lipoprotein (HDL) und Triglyceriden (TRIG)

Zuverlässig

- Vollblut, Serum oder Plasma
- Breiter Hämatokritbereich 0-55%
- Schnelle Ergebnisse ideal für Arztpraxen, Labore und Zuhause

Easy to Use

- Großer LCD Display für einfaches Ablesen
- Farblich gekennzeichnete Teststreifen
- Batteriebetrieb oder AC Netzteil

Art. Nr.	Artikel	Farbcode	VE	Preis	Menge
1112021	Mission® Cholesterol Testgerät	-	1 Set	99,50	
1312011	Cholesterol Teststreifen (CHOL), einzeln verpackt	blau	25 Stück	50,50	
1312021	Triglyceride Teststreifen (TRIG), einzeln verpackt	braun	25 Stück	40,50	
1312031	Lipoprotein Teststreifen (HDL), einzeln verpackt	grün	25 Stück	40,50	
1312041	Lipid Panel Teststreifen „3 in 1“, einzeln verpackt (Total CHOL, HDL, LDL, TRIGG)	schwarz	25 Stück	58,50	
1212021	Kontrolllösung für Mission® Cholesterol Testgerät (CTRL) 1 Packung enthält: 2 Kontrolllösungen (Level: normal/hoch)	grau	1 Packung	3,95	

Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. Für Bestellungen über 50,- EUR Nettowarenwert erfolgt der **Versand kostenfrei**, darunter lediglich 5,- EUR **Versandkostenpauschale**. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufsbedingungen.



Bestell-Fax
0800 / 100 04 50

(kostenfrei)

**Wörner Medizinprodukte
und Logistik GmbH**
Ferdinand-Lassalle-Straße 37
72770 Reutlingen

Tel. 07121/6962050
Fax. 0800/1000450
woerner-medizinprodukte.de

Praxisstempel / Unterschrift